

rossmax



NB80 コンパクトネブ  
ジェット式ネブライザー



標準販売価格 ￥13,000 (税別)

株式会社 サンテクノロジー

医療機器製造販売届出番号 : 23B1X90002000009

# NB80 コンパクトネブ




closed



fully open

## バルブ・アジャスタブル・テクノロジー (バルブで薬液噴霧能力を調節できる新技術)

患者さんの換気量や状況に応じて、新生児・乳幼児から大人まで最適な薬液噴霧量が設定できます。また従来の吸入器に比べて最大噴霧能力が高く、吸入時間を短縮できます。



|                   |   |
|-------------------|---|
| 販 売 名             | NB80 コンパクトネブ  |
| 方 式               | ジェット式ネブライザー   |
| MMAD(平均粒子径)       | 2.26 μm*  |
| FPD(粒子径5 μm以下の割合) | 82%*  |
| 噴 霧 能 力           | 0.175 ~ 0.4ml/min*  |
| 薬 液 カ ッ プ 容 量     | 最大 5 ml   |
| コンプレッサー作動圧力       | ≥8.0psi   |
| コンプレッサー作動流量       | ≥3.0lpm   |
| コンプレッサー最大圧力       | ≥16psi  |
| 外 形 尺 法           | 145 (W) ×109 (D) ×73 (H) mm   |
| ノイズ レベル           | dB≤53   |
| 重 量               | 600g (本体のみ)   |
| 電 源               | AC100 ~ 240V (50 / 60HZ)  |
| 消 費 電 力           | 12W   |
| 医療機器製造販売届出番号      | 23B1X90002000009  |
| 類 別               | 機械器具 76 医療用吸入器  |
| 一 般 的 名 称         | 非加熱式ネブライザ   |
| ク ラ ス 分 類         | クラスI (一般医療機器)   |
| 使 用 環 境 温 度 / 湿 度 | +10 ~ +40°C, ≤90% RH  |
| 保 管 環 境 温 度 / 湿 度 | -20 ~ +60°C, ≤90% RH  |
| 付 属 品             | ネブライザーキット、エアーチューブ、マウスピース、大人用マスク、子供用マスク、エアーフィルタ (5入)、専用ACアダプタ、ポーチ、取扱説明書、添付文書 |

\*0.9%生理食塩水噴霧時

- 
- 5 μm 以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します
  - 新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮
  - 静かでコンパクトなコンプレッサーを内蔵した、ジェット式ネブライザ

## 別売品・スペア部品

| 注文番号   | 品 名       | 標準販売価格      |
|--------|-----------|-------------|
| ZZ2720 | ネブライザーキット | ¥1,500 (税別) |
| ZD0070 | マウスピース    | ¥500 (税別)   |
| AA0140 | ノーズピース    | ¥500 (税別)   |
| RB2520 | エアーチューブ   | ¥500 (税別)   |

| 注文番号   | 品 名      | 標準販売価格      |
|--------|----------|-------------|
| AA0150 | エアーフィルタ  | ¥500 (税別)   |
| RB2530 | 大人用マスク   | ¥1,000 (税別) |
| RB2540 | 子供用マスク   | ¥1,000 (税別) |
| EP7370 | 専用ACアダプタ | ¥3,000 (税別) |

国内総発売元：株式会社サンテクノ

〒930-0835 富山県富山市上富居2丁目19番23号

TEL:076-451-6470 FAX:076-451-4819

ホームページ : <http://www.suntecno.co.jp>

E-mail:info@suntecno.co.jp

製 造 元 : Rossmax (Shanghai) Incorporation Ltd.

No.6018, Huiyi Rd., Waigang, Jiading District, Shanghai, China

製造販売元 : 有限会社 M A S I

〒463-0001 愛知県名古屋市守山区

上志段味字竹の腰354番地2

TEL : 052-736-6590 FAX : 052-736-6591